

EsCoM-Tec®

Das erste Hightech-System,
das Farbe bekennt.

Die Basis Ihrer neuen EsCoM-Tec® ist die
Präzisionsanalyse Ihres Fußes durch Ihren
Orthopädienspezialisten.

Sie sehen es sofort: Die Druckverteil-
messung zeigt Druckspitzen und Über-
lastungen Ihrer Füße an.
Dabei unterscheiden wir zwischen der
statischen und der dynamischen Belastung,
die sich über die Füße auf das Wohlbefin-
den Ihres gesamten Körpers auswirken.


Kritische Bereiche und Handlungsbedarf
erkennen Sie an der roten Farbe.

Hier setzt EsCoM-Tec® an.

Was bei Ihren Analysen ähnlich dem
persönlichen Fingerabdruck im roten
bzw. Druckspitzenbereich liegt, wandelt
die EsCoM-Tec® 3D-Millcut-Technologie
hochpräzise in grüne Entlastungsbereiche
um – Sie sehen und spüren es sofort.

Wie funktioniert EsCoM-Tec®?

Ihre Computer-Messdaten werden mit der
3D-Millcut-Technologie, einem neu entwi-
ckelten Präzisions-Feinfräsverfahren gemäß
Ihrer Indikation in Ihre einmalige und in-
dividuelle Einlage übertragen. Da die Bela-
stungsergebnisse Ihrer Füße unterschiedlich
sind, werden die Einlagen für Ihren rechten
und linken Fuß einzeln angepasst.



Das Farbsystem der 3D-Millcut-Einlagentechnologie

Linderung, die Sie sehen und spüren.

Warum Farben?

Der Aufbau Ihrer Einlagen erfolgt nach
einem kombinierten Farb- und Härtegrad-
system. EsCoM-Tec® Materialien haben ein
genau aufeinander abgestimmtes Druck-
verteilungsprinzip, das Drücke ähnlich
einem Wellenschlag ableitet.


Grün ist das weichste Material, es
kommt dort mit Ihrem Fuß in Kontakt,
wo die höchsten Belastungen auftreten
und damit durch EsCoM-Tec® höchste
Entlastung erzielt wird.

Gelb ist das Material der mittleren Härte.
Es grenzt an die grüne Entlastungszone
und führt auf diese Weise die kompensier-
ten Drücke zu den Rändern hin ab.

Blau ist das Material mit der höchsten
Festigkeit. Es verteilt die aufgefangenen
Drücke der weicheren Bereiche optimal auf
den ganzen Fuß und liefert so die hervor-
ragende Entlastungs-Leistung von
EsCoM-Tec®. Dabei ist EsCoM-Tec® durch
seine neuartige Schaumstruktur extrem
leicht, angenehm dünn und flexibel.

Die Kombiwirkung von EsCoM-Tec®:

EsCoM-Tec® entlastet nicht nur auf ein-
zigartige Weise Ihre Füße und den Körper,
die 3D-Millcut-Technologie korrigiert
zusätzlich die Fehlstellungen und ermög-
licht Ihnen durch diese Kombination ein
Körpergefühl und Wohlbefinden, wie Sie
es lange nicht mehr kennen.



Druckverteilung/-entlastung

Fehlstellungskorrektur

Schmerzreduzierung

Abrollkorrektur

Schockabsorber

Optimierte Körperhaltung

Muskelstimulation

Weichbettung

Stabilisierung

Optimierung von Fuß- und Beinachse

Höhere Leistungsfähigkeit

bettet
EsCoM-Tec®
Ihre Füße
in weichem

Grün!



Von Sport bis Business

Bei jeder statischen wie dynamischen Belastung ist EsCoM-Tec® genau richtig und wird nach Ihren Wünschen und Einsatzbereichen für Sie optimiert. Wählen Sie bei Ihrem Orthopädietechniker für die Decke Ihrer Einlagen Ihre Lieblingsvariante aus (z. B. Alcantara, Leder, PS-Velours oder -Textil)

Laufen: Bei jedem Auftreten erzeugt ein Läufer Druckspitzen, die einem Erdbeben der Stärke 4 gleichkommen. Optimale Druckverteilung, Fußstützung im Abrollvorgang und weiche Bettung sind die Hauptaufgaben von EsCoM-Tec®.

Golf: Stehen, Gehen und Drehen belasten nicht nur die Füße, sondern den ganzen Körper. EsCoM-Tec® vermindert Torsionskräfte, stabilisiert und entlastet.

Tennis/Fußball: Laufen und plötzliches Stoppen charakterisieren diese Sportarten. Auch hier zeigt EsCoM-Tec® seine Einzigartigkeit als Schockabsorber und Fixierer.

Messe/Beruf: Langes Stehen und statische Belastung strapazieren Füße und den gesamten Körper. EsCoM-Tec® verteilt Drücke und optimiert die Körperhaltung.

Shopping/Gehen: Ob Stop-and-go oder gleichmäßiges Abrollen. EsCoM-Tec® meistert beide Situationen durch statische wie dynamische Belastungsreduktion und Führung des Fußes.

Einlagen der 3D-Millcut-Technologie passen sowohl in Budapester als auch in Sicherheitsschuhe, in Sportschuhe ebenso wie in die meisten Damenschuhe.



04/2007 www.marzboehmer.de



EsCo
Orthopädie Service GmbH

42899 Remscheid | Herbringhauser Str. 16-22 | GERMANY
Fon +49 (0) 2191 95850 | Fax +49 (0) 2191 958530 | info@esco-orthopaedie.com

Alles an Ihnen ist einmalig - Ihre Einlagen auch!



Die Einlagen-Revolution:
Druck- und Schmerzentlastung
so individuell wie Ihr Fingerabdruck.

EsCoM-Tec®
3D-Millcut-Einlagentechnologie

Wenn Sie Rot sehen,

Fersenschmerzen
Ballenschmerzen
Druckschmerzen
Torsionsschmerzen
Spannschmerzen
Fehlbelastungen
Gangprobleme
Achillerschmerzen
Knieprobleme
Rückenschmerzen
Fußfehlstellungen